

MOKRÉ ODSÁVÁNÍ



TURBO-SMART



(230V 50/60Hz)

Příkon max 1,8kW (7,5A)
Maximální průtok 1700l/min.
Hlučnost 68,4-69dB (A) / 66,4-67dB ve skříňce
Rozměry 390 x 630 x 350 mm

Navrženo pro 2 pracoviště pracující současně

MICRO-SMART



(230V 50/60Hz)

Příkon max 1,12kW (6,3A)
Maximální průtok 916l/min.
Hlučnost 64-71dB (A) / 63-68,5dB ve skříňce
Rozměry 370 x 590 x 340 mm

Navrženo pro 1-2 pracoviště pracující současně

MICRO-SMART CUBE



(230V 50/60Hz)

Příkon max 0,9kW (3,9A)
Maximální průtok 1200l/min.
Hlučnost 59dB
Rozměry 420 x 350 x 470 mm

Navrženo pro 1-2 pracoviště pracující současně

TURBO-SMART CUBE VERZE „A“



(230V 50/60Hz)

Příkon max 1,1kW (4,8A)
Maximální průtok 1600l/min.
Hlučnost 59dB
Rozměry 500 x 370 x 650 mm

Navrženo pro 2 pracoviště pracující současně