


VOLITELNÁ VÝBAVA PRO VŠECHNY MODELY Simple&Smart

STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY



eco LED

G-COMM Polaris



G-COMM Iris



FARO MAYA

FARO EVA



TKD DUOPAD
(horní vedení)



TOUCH BIENAIR
(horní vedení)



CART



Spodní vedení



3 varianty
pedálů



2 varianty
plivátek





Simple&Smart ITALO

Stolek lékaře v horním nebo spodním provedení

- 5ti nástrojový stolek s pneumatickou brzdou
- 15ti funkční panel lékaře
- Dotykový, nebo tlačítkový displej TKD DUOPAD nebo plně dotykový displej BIENAIR
- tácek lékaře s autoklávovatelnou gumou (27x36xm)

volitelné osazení:

- stříkačka lékaře
- vzduchová hadice pro turbínu nebo pískovač
- pneumatický mikromotor TKD Vortice
- mikromotor TKD Definitive (LED) / BIENAIR MCX
- scaller Woodpecker kompatibilní EMS

Asistenční stolek

- 10ti funkční panel
- 5ti poziční (stříkačka, velká a malá savka, 2 volitelné)
- odkládací plocha s autoklávovatelnou gumou
- 2kloubové asistenční ramínko

- Keramické plivátko nebo skleněné v černé barvě
- 22" monitor na bezpečné napětí
- Multifunkční pedál s funkcí chip-blow / nebo reostatický FARO

svítidlo: ECO LED

G-COMM IRIS* nebo POLARIS*

FARO MAYA, ALYA nebo EVA*

*antipolymerizační funkce

separace: DÜRR CAS1, DÜRR CS1,
nebo ventily DÜRR pro morké odsávání

stolička lékaře s možností područek pro mikroskop)

možnost úpravy soupravy pro levorukého lékaře

Křeslo

- širší ergonomický tvar zad do A, ochranný návlek na sedák
- podhlavník na aretační otočnou matici
- externí hadice pro média
- nosnost až 180kg

Cena od: 270 000 Kč

