

# ALLTION AM - 5000


extendery: 30°, 45°, 90°

2K / 4K  
vestavná kamera  
s Wi-Fi

místo osvětlení:  
maximální  
střední  
minimální

filtry:  
- oranžový  
- zelený

možnost fluorescenčního filtru



mobilní adaptér



osvětlení:  
80 000 lux


teplota:  
5 500k

zdroj světla:  
LED >50.000 hodin

0-180° nakláněcí binokuláry  
+/- 7D dioptrie

okuláry  
nastavení šířky 50mm - 75mm  
12,5x | 18mm  
nebo  
10x | 21mm

6ti krokové zvětšení  
1,4x - 22,8x



volitelná ohniska:

pevná ohniska - 250mm  
- 300mm  
- 400mm

variabilní ohnisko - 198mm-455mm

FORA interface

- umožnění naklápění těla nezávisle na binokuláru



Cena od: 349 000 Kč