

## Simple&Smart KISS



### Stolek lékaře v horním nebo spodním provedení

- 5ti nástrojový stolek s pneumatickou brzdou
- 15ti funkční panel lékaře
- Dotykový, nebo tlačítkový displej TKD DUOPAD nebo plně dotykový displej BIENAIR
- tácek lékaře s autoklávovatelnou gumou (27x36xm)

### volitelné osazení:

- stříkačka lékaře
- vzduchová hadice pro turbínu nebo pískovač
- pneumatický mikromotor TKD Vortice
- mikromotor TKD Definitive (LED) / BIENAIR MCX
- scaller Woodpecker kompatibilní EMS

### Asistenční stolek

- 10ti funkční panel
- 5ti poziční (stříkačka, velká a malá savka, 2 volitelné)
- odkládací plocha s autoklávovatelnou gumou
- 3kloubové asistenční ramínko

- Keramické plivátko nebo skleněné v černé barvě
- 22" monitor na bezpečné napětí
- Multifunkční pedál s funkcí chip-blow / nebo reostatický FARO

### svítidlo: ECO LED

G-COMM IRIS\* nebo POLARIS\*  
FARO MAYA, ALYA nebo EVA\*

\*antipolymerizační funkce

separace: DÜRR CAS1, DÜRR CS1,  
nebo ventily DÜRR pro morké odsávání

stolička lékaře s možností područek pro mikroskop)

možnost úpravy soupravy pro levorukého lékaře

### Křeslo

- úzký ergonomický tvar zad do V, polohování nohou závislé na polohování zad, ochranný návlek na sedák
- podhlavník na aretační tlačítko
- nosnost až 180kg

Cena od: **340 000 Kč**





# VOLITELNÁ VÝBAVA PRO VŠECHNY MODELY

Simple&Smart

# STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY



eco LED

G-COMM Polaris



G-COMM Iris



FARO MAYA

FARO EVA



TKD DUOPAD  
(horní vedení)



TOUCH BIENAIR  
(horní vedení)



CART



Spodní vedení



3 varianty pedálů



2 varianty plivátek



Standard PU LEATHER



FIBER LEATHER



CUSTOMIZED LEATHER