

STERILIZACE



MEMMERT SF

Přístroje řady SF/SF plus mají regulaci umožňující odečet pracovního času až po náběhu na nastavenou teplotu, nucený oběh vzduchu v komoře a splňují požadavky vyhlášky MZ 195/2005 Sb. (příloha 3 - způsoby sterilizace).

Přístroje s objemy 32 a 53 l jsou vhodné řešení horkovzdušné sterilizace nástrojů zejména pro menší lékařské ordinace, tetovací, pedikúrní a manikúrní salóny.

- vnitřní objem 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750

regulátor SingleDisplay

- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času
- možnost volby startu odečtu pracovního času - spuštění/dosažení nastavené teploty
- jedno teplotní čidlo PT100 dle DIN třída A
- neumožňuje nastavení teplotních ramp
- rozhraní Ethernet
- dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880



regulátor TwinDisplay

- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času
- možnost volby startu odečtu pracovního času - spuštění/dosažení nastavené teploty
- dvě teplotní čidla PT100 dle DIN třída A
- možnost nastavení teplotních ramp
- funkce HeatBALANCE garantující rovnoměrné rozložení teploty při jakémkoliv naplnění komory
- rozhraní Ethernet, rozhraní USB
- načtení programu (max. 10 000 hodnot - 1 týden)
- vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880, funkce AutoSAFETY



Typ sterilizátoru	SF30	SF55	SF75	SF110	SF160	SF260	SF450	SF750
Objem [l]	32	53	74	108	161	256	449	749
Vnitřní rozměry	šířka [mm]	400	400	400	560	560	640	1040
	výška [mm]	320	400	560	480	720	800	720
	hloubka [mm]	250	330	330	400	400	500	600
Vnější rozměry	šířka [mm]	585	585	585	745	745	824	1224
	výška [mm]	704	784	944	864	1104	1183	1247
	hloubka [mm]	434	514	514	684	584	684	784
Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5	2/8	2/9	2/8	2/14
Maximální zatížení / police [kg]	20	20	20	20	20	20	30	30
Maximální zatížení / celkové [kg]	60	80	120	175	210	300	300	300
Příkon při 230 V, 50/60 Hz [kW]	1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	3,4	-	-
Příkon při 400 V, 50 Hz [kW]	-	-	-	-	-	-	5,8	7,0
Nastavitelná teplota [°C]	+10 nad teplotu okolí ... +250							
Hmotnost [kg]	46	57	66	74	96	110	161	217