

KOMPRESORY

KOMPRESOR EKOM DK50 PLUS



- pro jednu stomatologickou soupravu

Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 PLUS je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 25 litrů je vhodný k napájení jedné stomatologické soupravy nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.

VARIANTY:

DK50 PLUS - bez skříňky

DK50 PLUS S - se skříňkou

DK50 PLUS/ M - bez skříňky, s membránovým sušičem

DK50 PLUS S/ M - se skříňkou, s membránovým sušičem



Technické údaje:	DK50 PLUS	DK50 PLUS S	DK50 PLUS / M	DK50 PLUS S/ M
Počet stomatologických souprav	1	1	1	1
Napětí	230V/ 50 (60) Hz	230V/ 50 (60) Hz	230V/ 50 (60) Hz	230V/ 50 (60) Hz
	115V/ 60 Hz	115V/ 60 Hz	115V/ 60 Hz	115V/ 60 Hz
Výkon motoru	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Výkon kompresoru (pracovní tlak 5-7bar)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)
	85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)	85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)	68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)	68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)
Výkon kompresoru (pracovní tlak 5-7bar)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)
	80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)	80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)
Výkon kompresoru (pracovní tlak 5-7bar)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)
	70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)
Objem vzdušníku	25 lit.	25 lit.	25 lit.	25 lit.
Režim provozu	S1-100%	S1-100%	S1-100%	S1-100%
Stupeň sušení vzduchu	-	-	Tlakový rosný bod +3°C	Tlakový rosný bod +3°C
Hlučnost	≤ 66 dB [A] (50Hz)	≤ 47 dB [A] (50Hz)	≤ 66 dB [A] (50Hz)	≤ 47 dB [A] (50Hz)
	≤ 68 dB [A] (60Hz)	≤ 50 dB [A] (60Hz)	≤ 68 dB [A] (60Hz)	≤ 50 dB [A] (60Hz)
Hmotnost*	48 kg	87 kg	53 kg	92 kg
Rozměry (š x h x v)*	460x500x708 mm	560x675x877 mm	460x565x708 mm	560x675x877 mm