

KOMPRESORY

KOMPRESOR EKOM DK50-10



- pro jednu stomatologickou soupravu

Bezolejový kompresor EKOM řady DK50-10 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 10 litrů je vhodný k napájení jedné stomatologické soupravy nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.

VARIANTY:

DK50-10 Z - bez skříňky

DK50-10 S - se skříňkou

DK50-10 Z/ M - bez skříňky, s membránovým sušičem

DK50-10 S/ M - se skříňkou, s membránovým sušičem



Technické údaje:	DK50-10 Z	DK50-10 Z/ M	DK50-10 S	DK50-10 S/ M
Počet stomatologických souprav	1	1	1	1
Napětí	230V/ 50 (60) Hz	230V/ 50 (60) Hz	230V/ 50 (60) Hz	230V/ 50 (60) Hz
	115V/ 60 Hz	115V/ 60 Hz	115V/ 60 Hz	115V/ 60 Hz
Výkon motoru	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Výkon kompresoru (pracovní tlak 5-7bar)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50Hz)
	85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)	68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)	85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)	68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60Hz)
Výkon kompresoru (pracovní tlak 5-7bar)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50Hz)
	80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)	80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60Hz)
Výkon kompresoru (pracovní tlak 5-7bar)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50Hz)
	70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60Hz)
Objem vzdušníku	10 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.
Režim provozu	S1-100%	S1-100%	S1-100%	S1-100%
Stupeň sušení vzduchu	-	Tlakový rosný bod +3°C	-	Tlakový rosný bod +3°C
Hlučnost	≤ 64 dB [A] (50Hz)	≤ 65 dB [A] (50Hz)	≤ 46 dB [A] (50Hz)	≤ 49 dB [A] (50Hz)
	≤ 66 dB [A] (60Hz)	≤ 67 dB [A] (60Hz)	≤ 49 dB [A] (60Hz)	≤ 52 dB [A] (60Hz)
Hmotnost*	38 kg	44 kg	53 kg	61 kg
Rozměry (š x h x v)*	485x350x553 mm	544x350x553 mm	580x440x655 mm	649x440x655 mm